



パラパックプラス™  
CPR およびMRI 対応搬送用人工呼吸器



**icumedical**  
human connections

# パラパックプラス 搬送用人工呼吸器

パラパックプラス搬送用人工呼吸器は、CMV、ダイヤモンド機能、手動換気、O<sub>2</sub>療法、CPAP 全てを1台で提供できます。

医療施設だけでなく、救急車、航空機、屋外、MRI 等、要求の厳しい様々な環境でも使用できるように設計されています。

- 3テスラまでの MRI 環境で使用できます。
- CPAP (持続的気道陽圧) モードと PEEP (呼気終末陽圧) を搭載しています。<sup>\*1</sup>
- 気道内圧を表示します。
- 同期 CPR 対応。手動ボタンを使い任意のタイミングで換気可能。
- 酸素駆動方式で外部電源不要。
- 水の飛沫による影響を受けない<sup>\*2</sup>

\*1 パラパックプラス 310 のみ本体に搭載  
\*2 電気機械器具の外郭による保護等級 IP54

パラパックプラス仕様	
本体重量	2.4kg
本体寸法	240 x 165 x 93mm
一回換気量	70-1500mL
呼吸回数	8-40 回 / 分
I:E 比	1:2.5 (8bpm での上限) 1:1.4 (40bpm での下限)
リリース圧の範囲 (気道内圧上限)	20-60cm H <sub>2</sub> O
吸入酸素濃度	50%と100%の切替可能
駆動源	圧縮酸素 (供給圧 280-600kPa)
患者回路	1.5m
PEEP 値	0-20cm H <sub>2</sub> O
酸素流量	0.5-35L/min (パラパックプラス 310 のみ)
換気モード	CMV、ダイヤモンド、手動、PEEP <sup>*1</sup> 、CPAP <sup>*1</sup>

MRI 環境への対応  
静磁場強度 3 テスラ以下、静磁場強度の勾配 750 ガウス /cm 以下

アラーム (代表的なアラームは下記を参照ください)  
1 高圧 2 低圧 (回路外れ) 3 電池電圧低下 4 駆動ガス圧低下

アラーム用電源  
3.6V リチウム電池 電池寿命 1 年

## パラパックプラス™ 310 (P310NJ)



## パラパックプラス™ 300 (P300NJ)



- 1 高圧
- 2 低圧 (回路外れ)
- 3 電池電圧低下
- 4 駆動ガス圧低下



### パラパックプラス310<sup>※1</sup> PEEP/CPAP搭載

品番	品名	販売単位
P310NJ-04	パラパックプラス310NJ 6.0M ホース×アムコブラ付	1台
P310NJ-05	パラパックプラス310NJ 6.0M ホース×ミニカブラ付	1台
P310NJ-06	パラパックプラス310NJ 5.0M ホース×川重カブラ付	1台

### パラパックプラス300<sup>※1</sup>

品番	品名	販売単位
P300NJ-04	パラパックプラス300NJ 1.5M ホース×アムコブラ付	1台
P300NJ-05	パラパックプラス300NJ 1.5M ホース×ミニカブラ付	1台
P300NJ-06	パラパックプラス300NJ 1.5M ホース×川重カブラ付	1台



100/905/340-CH



100/905/341-CH



100/905/361

### パラパックプラス呼吸回路

品番	品名	パラパックプラス 310	パラパックプラス 300	販売単位
100/905/340-CH <sup>※2</sup>	パラパックプラス ディスポーザブル呼吸回路 内圧モニタライン付	●	●	10個
100/905/341-CH <sup>※2</sup>	パラパックプラス ディスポーザブル呼吸回路 内圧モニタライン PEEPバルブ付	●	●	10個
100/905/360 <sup>※3</sup>	パラパックプラス ディスポーザブルCPAP回路 成人マスクM付	●	×	6個
100/905/361 <sup>※3</sup>	パラパックプラス ディスポーザブルCPAP回路 成人マスクL付	●	×	6個

※1 販売名：パラパックプラス  
承認番号：22700BZX00003000

※2 販売名：ディスポーザブル呼吸回路  
認証番号：223AIBZX00008000

※3 販売名：CPAP回路セット  
認証番号：226AIBZX00067000



PPPT-BED-SET



PPPT-POLB-SET  
(使用イメージ)



PPTP



PPSB  
(使用イメージ)

## アクセサリ

品番	品名	販売単位
DH-OA15	ベンチレータ用駆動ホース (1.5M×アムコ_酸素用)	1本
DH-OA30	ベンチレータ用駆動ホース (3.0M×アムコ_酸素用)	1本
DH-OA60	ベンチレータ用駆動ホース (6.0M×アムコ_酸素用)	1本
DH-OK15	ベンチレータ用駆動ホース (1.5M×川重_酸素用)	1本
DH-OK30	ベンチレータ用駆動ホース (3.0M×川重_酸素用)	1本
DH-OK50	ベンチレータ用駆動ホース (5.0M×川重_酸素用)	1本
DH-OM03	ベンチレータ用駆動ホース (0.3M×ミニカブラ_酸素用)	1本
DH-OM15	ベンチレータ用駆動ホース (1.5M×ミニカブラ_酸素用)	1本
DH-OM30	ベンチレータ用駆動ホース (3.0M×ミニカブラ_酸素用)	1本
DH-OM60	ベンチレータ用駆動ホース (6.0M×ミニカブラ_酸素用)	1本
PPPT-BED-SET	バラパックプラスバスケット型ベッド取付支持具	1セット
PPPT-POLB-SET	バラパックプラスバスケット型ポール取付支持具	1セット
PPSB	バラパック収納バッグ	1個
PPTP	バラパック取付金具ポール	1セット
W269-023	MRI対応電池	1個

## 保守プラン パラパックプラス310

品番	品名	
P310NJ_BASIC	ベーシックプラン	点検
P310NJ_FULLL	フルサポートプラン	点検・修理：年間契約
P310NJ_FULLL7	耐用期間フルサポートプラン	点検・修理：7年間契約

## 保守プラン パラパックプラス300

品番	品名	
P300NJ_BASIC	ベーシックプラン	点検
P300NJ_FULLL	フルサポートプラン	点検・修理：年間契約
P300NJ_FULLL7	耐用期間フルサポートプラン	点検・修理：7年間契約

改良のため仕様は予告なく変更させていただく場合がありますのでご了承ください。  
ご使用前に、電子添文、取扱説明書など、製品付随資料を必ずお読みください。

製造販売業者

**ICUメディカルジャパン株式会社**

〒107-0052 東京都港区赤坂7-1-1

受注センター：0120-582-855

**icumedical**  
human connections

For safe and proper use, refer to the Instructions for Use.

© 2025 ICU Medical Inc. | www.icumed.com | P25-6402-JP | 0113001 | Page 4 of 4

www.icumed.com